

ALCOSCENT

Digital Breathalyzer

DA-5000

NAUDOTOJO VADOVAS

ALCOSCENT DA-5000 (toliau tekste prietaisas) yra skaitmeninis alkoholio iškvėptame ore analizatorius. Prietaise naudojamas puslaidininkinis jutiklis aptinka alkoholį iš plaučių iškvėptame ore, o prietaiso mikroprocesorius perskaičiuoja gautus duomenis ir prietaiso ekrane pateikia matavimo rezultatą- alkoholio kiekį kraujyje- promilėmis (‰).

KOMPLEKTACIJA

- Alkotesteris ALCOSCENT DA-5000
- Baterijos AA tipo 2 vnt.
- Antgaliai 25 vnt.
- Įdėklas
- Naudotojo in-ja lietuvių kalba

※ Name of Parts

- ① Mouthpiece ② Power Button
 ③ Ready ④ Warning Lamp
 ⑤ Display Window
 ⑥ Battery cover
 ⑦ Label ⑧ Outlet



Name of Parts – Komponentų sąrašas

1. Antgalis
2. Jungiklis
3. „READY“ lemputė signalizuojanti apie prietaiso pasiruošimą matuoti
4. „WARN“ lemputė įspėjanti apie per didelį alkoholio kiekį krajuje
5. Ekranas
6. Baterijos dangtelis
7. Etiketė
8. Oro išėjimo iš prietaiso anga.

NAUDOJIMAS

1. Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, įstatykite bateriją prisilaikydami poliariškumo ir uždarykite dangtelį.
2. Įstatykite į prietaisą antgalį.
3. Nuspauskite jungiklį. Apie prietaiso įjungimą informuoja pyptelėjimas. Ekrane pasirodo testo skaičius („Re-test“ režime matavimų skaičius nerodomas).
4. Prietaisas pradeda automatinį jutiklio stabilizavimą. Ekrane bėga skaičiai nuo „230“ iki „000“ per maždaug 23 sek. „Re-test“ režime skaičiai bėgs nuo „150“ iki „000“ maždaug per 15 sek.
5. Skaičiams nubėgus iki „000“, ekrane pasirodo skaičius „0“, pasigirsta du pyptelėjimai ir užsidega „READY“- prietaiso pasiruošimo matuoti signalinė lemputė.
6. Pūskite švelniai ir tolygiai per antgalį ne mažiau kaip 4 sek. tol, kol išgirsite vieną ilgą ir du trumpus pyptelėjimus. Pūsdami neprileiskite seilių į prietaisą, nes tai gali būti sensoriaus gedimo priežastis.
7. Pabaigus pūtimą, kol vyksta analizas, prietaiso ekrane matosi „0“ bėgiojantis iš kairės į dešinę.
8. Atlikus analizą prietaiso ekrane pasirodo matavimo trijų ženklų (Oxx) rezultatas - alkoholio kiekio krajuje kiekis promilėmis. Rezultatas rodomas 15 sek., po to prietaisas automatiškai išsijungia.
9. Jeigu prietaisas jungiamas iš naujo laike 2 min., tada jis pasiruošia darbui „Re-test“ režime.

INFORMACINIAI ŽENKLAI EKRANE IR JŲ REIKŠMĖS

- „Flo“ (Pūtimo klaida) Pūtimas buvo nepakankamas. Pūskite iš naujo ne stipriai, bet tolygiai.
- „Bat“ (Išsikrovusi baterija) Pakeiskite bateriją nauja.
- „Cal“ (Kalibravimas) Prietaisą reikia sukalibruoti ir/arba remontuoti. Kreipkitės į Importuotojo serviso tarnybą.
- „Out“ (Pasibaigė laukimo laikas) Pūtimas buvo nepradėtas per 10 sek. nuo prietaiso pasiruošimo matuoti momento (užsidegus „READY“ lemputei). Prietaisas išsijungs automatiškai. Matavimo procedūrą pradėkite iš naujo.

SPECIFIKACIJA

Matavimo ribos	0,00 – 4,00 ‰;
Tikslumas	± 0,1 ‰ prie 1,00 ‰;
Pasiruošimo laikas	15 – 25 sek.;
Analizavimo laikas	mažiau kaip 5 sek.;
Jutiklis	puslaidininkinis keičiamas;
Maitinimas	2 x 1,5 V baterijos;
Ekranas	3-jų skaitmenų skystų kristalų;
Išmatavimai	59 x 116 x 27 mm;
Svoris	105 g;
Baterijos resursas	200 – 300 matavimų;
Kalibravimas	kas 6 mėn arba po 200 matavimų.

PERSPĖJIMAI!

- **Alkoholio matavimą iškvėptame ore matuokite praėjus ne mažiau kaip 20 min. nuo alkoholio vartojimo.**
- **Rekomenduojama prietaisą naujai sukalibruoti ne rečiau kaip kas 6 mėn., arba atlikus 200 matavimų.**
- **Nepalikite prietaiso kenksmingoje aplinkoje.**
- **Neleiskite vaikams naudoti ar žaisti su prietaisu.**
- **Prietaiso ilgai nenaudojant, išimkite iš jo baterijas. Po ilgo nenaudojimo prietaisas gali rodyti pirmus tris matavimus su didesne nei leidžiama paklaida.**
- **Nepalikite prietaiso kartu su laikraščiais ir/arba alkoholio turinčiais objektais.**
- **Naudokite tik prietaiso Importuotojo siūlomus vienkartinius antgalius.**
- **Nenaudokite prietaiso kaip priemonės vairavimo tikamumui nustatyti. Prietaiso gamintojas ir importuotojas neprisiima atsakomybės dėl tokio naudojimo pasekmių.**
- **Pučiant orą, neuždenkite angos skirtos orui pašalinti, nes tai gali būti jutiklio gedimo priežastimi.**
- **Nepūskite į prietaisą cigaretės dūmų, skysčių arba kenksmingų dujų, nes tai gali sugadinti jutiklį.**

GARANTIJA

Gamintojas suteikia prietaisui arba 1 metų arba 300 matavimų garantiją, priklausomai nuo to kas anksčiau įvyksta.

Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu prietaisas buvo eksploatuojamas tinkamai ir prisilaikant šio Naudotojo vadovo ir naudotojo nebuvo atidarytas.

Importuotojo serviso tarnyba garantiniu laikotarpiu prietaisą derina, remontuoja arba keičia kitu savo nuožiūra.

Importuotojo serviso tarnyba atlieka prietaiso garantinį ir pogarantinį remontą, kalibravimą, aprūpina antgaliais ir teikia konsultacijas prietaiso eksploatavimo klausimais.

IMPORTUOTOJAS

AVIGA UAB

Tilžės 20, LT-47181, Kaunas

Tel: 837 363570

Faksas: 837 362615

info@aviga.lt

PARDAVĖJAS

/pavadinimas/ /v. pavardė/ /parašas/ /data/

A. V.