






GIMA MEDICININĖS WOOD LEMPOS

Eil. Nr.	Aprašymas
1.	<div style="text-align: center;">  </div> <p>31189 POCKET WOOD LAMP Kišenėje nešiojama WOOD lempa odos ligoms diagnozuoti. Bangos ilgis 360nm. Maitinimo įtampa 6 V, 4 x AA baterijomis. 31190 Atsargin4 lempa</p>
2.	<div style="text-align: center;">  </div> <p>31196 VISTA WOOD LAMP Rankoje nešiojama WOOD lempa odos ligoms diagnozuoti. Bangos ilgis 360nm. Maitinimo įtampa 230V, 50Hz.</p>
3.	<div style="text-align: center;">  </div> <p>31197 VISTA WOOD LAMP Lempa ant mobilaus stovo odos ligoms diagnozuoti. Bangos ilgis 360nm. Maitinimo įtampa 230V, 50Hz.</p>
4.	<div style="text-align: center;">  </div> <p>31191 WOOD BLUE LIGHT Rankinė lempa defektų ir spalvų nustatymui, kurie yra nematomi stebint apšvietus normalia šviesa. Maitinimo įtampa 230V, 50Hz. 31193 1,5X Papildoma didinimo linzė 31194 Atsarginė lemputė</p>
5.	<div style="text-align: center;">  </div> <p>31200 WOOD LAMP Lempa odos susirgimų diagnozei ir analizavimui.</p>